

Dispositivos atragantamiento dechoker



Esté preparado para cualquier emergencia de asfixia por atragantamiento con un DECHOKER al alcance de su mano.

TAMAÑO BEBÉ REF. DCH-0001

El Dechoker para bebés está diseñado para edades comprendidas entre los 12 meses y los 3-5 años. La mascarilla y la cánula de seguridad son reducidas para que se adapten a la cara de un niño pequeño, consiguiendo el tamaño perfecto para su buen uso. Si la seguridad es su prioridad, integrar un Dechoker en el botiquín de primeros auxilios os ayudará mucho en caso de situación de asfixia por atragantamiento.

Es muy fácil de llevar dado su tamaño. Se puede meter en la bolsa de los pañales, el carrito o la mochila.

TAMAÑO NIÑO REF. DCH-0003

El Dechoker para niños ha sido concebido para los niños/Talla Media de 3-5 años a 12 años y adultos de poca envergadura. La mascarilla y la cánula de seguridad están adaptadas a la cara del rango señalado, consiguiendo el tamaño perfecto. Si la seguridad es su prioridad, integrar un Dechoker en el botiquín de primeros auxilios os ayudará mucho en caso de situación de asfixia por atragantamiento. Es muy fácil de llevar dado su tamaño. Se puede meter en el bolso o la mochila.

También puede ser utilizado para adultos personas de talla pequeña, como es el caso de algunos ancianos.

TAMAÑO ADULTO REF. DCH-0002

El Dechoker para adultos ha sido concebido para personas a partir de 12 años.

Si la seguridad es su prioridad, integrar un Dechoker en el botiquín de primeros auxilios os ayudará mucho en caso de situación de asfixia por atragantamiento. Es muy fácil de llevar dado su tamaño. Se puede meter en el bolso o la mochila.

Dispositivos atragantamiento dechoker



1
Apoye la cabeza de la víctima contra una superficie.



2
Coloque Dechoker teniendo en cuenta que el tubo depresor quede encima de la lengua de la víctima.



3
Presione firmemente la mascarilla contra la cara de la víctima.



4
Tire rápidamente del émbolo hasta eliminar la obstrucción. Si la víctima está consciente, retírelo cada 3 segundos y vuelva a intertarlo.

CARACTERÍSTICAS:

- Rápido (actúa en segundos)
- Sistema de válvulas de seguridad anti-retorno que impide el regreso de ninguna sustancia a la boca una vez alojadas en el cilindro receptor
- Útil tanto para atragantamiento por sólidos (carne, caramelos) como líquidos (zumos, puré, mucosidades)
- Libre de látex
- No es necesaria una fuerza especial, su lubricante hace que se deslice fácilmente
- Se puede utilizar en bebés a partir de 12 meses y mujeres embarazadas
- No es imprescindible formación sanitaria
- Muy fácil mantenimiento, no depende de ninguna batería
- Fabricado en una sola pieza para evitar que se desensamble durante la aplicación
- No requiere montaje, listo para usar en una emergencia
- Reutilizable en el mismo paciente (pensado para usuarios con episodios repetitivos)
- Autoaplicable en adulto (p.e. en caso de estar solo o en silla de ruedas)
- Se recomienda ubicar el dispositivo en lugares de fácil y rápido acceso (por ejemplo, en la cocina, el comedor o el cuarto de juegos)