

Dermatoscopio LuxaScope LED 2,5 V.

REF. EYD24581-N



- El dermatoscopio Luxascope LED 2.5V es un instrumento médico de diagnóstico diseñado para ofrecer imágenes detalladas y nítidas de la piel, ideal para la exploración profesional en dermatología humana y veterinaria. Su anillo de iluminación LED con 6 diodos concéntricos garantiza una luz homogénea y sin sombras, proporcionando una visión precisa incluso de las estructuras más finas de la epidermis.
- Con un diseño ergonómico y compacto, este dermatoscopio de alta calidad incorpora una placa de contacto extraíble, ideal para facilitar la limpieza y mantener una higiene óptima en cada uso clínico. El zoom continuo con aumento de hasta 10x permite observar lesiones cutáneas con gran detalle y sin distorsiones.



Dermatoscopio LuxaScope LED 2,5 V.

REF. EYD24581-N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS:

- Iluminación potente y homogénea: anillo LED con 6 LEDs concéntricos para una visualización clara.
- Zoom continuo con aumento hasta x10, sin distorsión de imagen.
- Diseño optimizado del cabezal, ergonómico y funcional.
- Regulación de intensidad luminosa, evita reflejos y deslumbramientos.
- Apagado automático tras 3 minutos de inactividad, para un uso eficiente de la energía.
- Vida útil del LED: aproximadamente 100.000 horas (corriente constante).
- Iluminancia: aprox. 10.000 lux
- Temperatura de color: aprox. 4200 K.
- Sin mantenimiento: no requiere cambio de bombillas.
- Placa de contacto desmontable para una limpieza rápida y sencilla.
- Mango fabricado en aluminio y fibra de vidrio reforzada.
- Botón de encendido/apagado de fácil acceso.
- Alimentación con 2 pilas AAA (incluidas).

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 1 dermatoscopio Luxascope LED.
- 2 pilas alcalinas AAA (versión 2,5 V).
- Manual de instrucciones.

USO PREVISTO:

- Este dermatoscopio LED de precisión está diseñado para la observación no invasiva de la piel en humanos y animales. Permite detectar alteraciones dermatológicas en piel sana mediante contacto directo con la superficie cutánea.

CONTRAINDICACIONES:

- No utilizar sobre mucosas o piel lesionada.
- Evitar exposición directa de la luz a los ojos.