

Rodillo de Vibración Hyperice Vyper Negro

Ref. 3001025



- El Rodillo Vyper es un aparato innovador en el mundo del fitness y la recuperación mediante presión y vibración para mejorar el rendimiento global de tu cuerpo
- Excelente para la liberación miofascial, calentar, reducir el dolor muscular y rigidez para una mejor recuperación.
- Rodillo de vibración de alta intensidad Hyperice Vyper que combina la compresión y la vibración para proporcionar lo último en miofascia y estimulación muscular.
- Diseñado para ofrecer una alta intensidad y alta frecuencia de vibración en el cuerpo, el Vyper afloja y alarga los músculos, aumentando el rango de movimiento y flexibilidad.
- Utilizado por los mejores atletas de élite del mundo, el Vyper es un rodillo innovador de última generación que utiliza presión y vibración para mejorar el rendimiento general y la recuperación del cuerpo.
- El rodillo Vyper utiliza 3 ajustes de velocidad diferentes, alimentados por baterías de iones de litio recargables, que dan hasta 2 horas de uso por carga.
- Vyper está fabricado utilizando los mejores componentes de la industria que proporcionan exactamente la cantidad adecuada de presión y vibración.

¿PARA QUIEN ESTÁ DIRIGIDO SU USO?

Vyper ofrece a personas de todas las edades y niveles los beneficios combinados de la compresión (presión) y la vibración para mejorar el rendimiento global del cuerpo, incrementar la recuperación, la flexibilidad, el alcance de movimiento para prevenir las lesiones y mejorar así el bienestar general.



Rodillo de Vibracion Hyperice Vyper Negro

Ref. 3001025

IDEAL PARA ALIVIAR SÍNTOMAS

- Prevención de Lesiones
- Mejora la estabilidad muscular
- Estimula la circulación sanguínea para calentar mejor el cuerpo antes del ejercicio
- Relaja los músculos y los tejidos nerviosos para preparar el cuerpo con estiramientos

MEJOR ACTUACIÓN

- Mejora la flexibilidad y la rehabilitación de la fibra muscular
- Favorece a largo plazo una mayor flexibilidad muscular y por lo tanto más explosiva
- Herramienta eficaz para la liberación miofascial

RECUPERACIÓN

- Alivia la tensión muscular
- Reduce el dolor y la rigidez
- Promueve la circulación de la sangre y la eliminación de desechos metabólicos

¿CÓMO FUNCIONA HYPERICE?

- El rodillo Vyper utiliza 3 ajustes de velocidad diferentes, alimentados por baterías de iones de litio recargables, que dan hasta 2 horas de uso por carga.
- Con el interruptor de encendido en la posición ON, oprimir el botón de encendido una vez para llevar el aparato al nivel uno, dos veces para llevarlo al nivel dos y tres veces para el nivel tres. Volviendo a oprimir el botón de encendido se apagará el aparato. El LED azul encendido indica el nivel de energía correspondiente.
- El aparato se apagará tras 10 minutos de uso. Para seguir usándolo simplemente volver a oprimir el botón de encendido hasta el nivel deseado.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

- Utilizar una toalla o trapo suave para limpiar la humedad del aparato.
- Mantenerlo alejado de fuentes de calor, líquidos y niños.