

## B.I.G SALVA VIDAS ACORTANDO TIEMPO

Para resucitaciones de emergencia en codiciones de riesgo de vida, la B.I.G. permite un acceso vascular inmediato.

*"Conforme con los Servicios Medicos para establecer acceso I.O. si el acceso I.V. no es posible"*

AHA 2010 ACLS (Class IIa, LOE C)

I.O. es recomendado por destacadas organizaciones de servicios de emergencias:

- Asociación Americana del Corazon (ACLS, PALS)
- Comité Internacional Organizador en Resucitación
- Consejo Europeo Resucitación
- Asociación Nacional de EMS Médicos
- Consorcio de entrenamiento cardiaco en Acceso Intraóseo Vascular
- Organizaciones Múltiple de Profesionales de la enfermeria (INS, ENA, AACN, ATNA, SPN)


Cuando el acceso I.V. es dificil o imposible, usa la B.I.G. para una simple y fácil infusión Intra Osea en pacientes adultos y pediátricos.



## Bone Injection Gun (B.I.G.)

Para acceso inmediato vascular, para fluidos de entrega y medicamento al paciente

## BIG Adulto– 15 G



Acceso IO Inmediato para administrar  
líquidos y medicamentos

Acceso Vascular en Segundos

\*  
5 años de vida útil

\*  
Listo para usar

\*  
Estéril

\*  
Un solo uso

\*  
Pequeño y ligero

\*  
No requiere carga externa

\*  
Desechable - No contamina

\*  
No requiere mantenimiento

\*  
Aguja No expuesta

\*  
Homologado CE & FDA

Ajuste profundidad de penetración  
según el lugar de inserción:

- Tibia Proximal: 2.5cm
- Húmero Proximal: 2.5cm
- Tibia Distal: 2cm
- Radio Distal: 1.5cm

## BIG Pediátrico– 18 G



Ajuste profundidad de penetración  
según la edad del paciente:

- 0-3 años: 0.5-1cm
- 3-6 años: 1-1.5cm
- 6-12 años: 1.5cm