

Omnistrip®

Spec.-No.: D 9.2010
Departamento: SM-SPE
Fecha: 30.01.2007
Página: 1 de 2

1. Descripción general del producto

Omnistrip® es una tira adhesiva compuesta por tejido no tejido (TNT) cardado de poliéster/poliamida de color piel, cubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión.

Omnistrip® presenta extremos redondeados, es conformable y estirable, con una gran porosidad, permeabilidad, transpirabilidad y buena adherencia a la piel.

Omnistrip® lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/CEE para productos sanitarios. El producto está clasificado como clase IIa.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para los productos de la gama Omnistrip® que han demostrado que dichos productos satisfacen todos los requisitos aplicables de la citada directiva.

Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Omnistrip® quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

2. Aplicaciones e indicaciones

Omnistrip® es una tira adhesiva para el cierre de heridas, utilizada en lugar de los hilos de sutura en cirugía general o específica para cerrar heridas accidentales e incisiones quirúrgicas. Se aplicaLa tira adhesiva se adhiere a la piel juntando los extremos de la herida.

3. Presentaciones

Estéril, sellado en sobres peel-pack.

Referencia	Dimensiones [mm]	Contenido sobre	Unidad de venta
540681	3x76mm	1 x 5 tiras	Caja de 50 sobres
540682	6x38mm	1 x 6 tiras	Caja de 50 sobres
540683	6x76mm	1 x 3 tiras	Caja de 50 sobres
540684	6x101mm	2 x 5 tiras	Caja de 50 sobres
540685	12x101mm	2 x 3 tiras	Caja de 50 sobres
540686	25x127mm	2 x 2 tiras	Caja de 50 sobres

4. Composición / Materiales

Soporte	cardado de TNT de poliéster-/poliamida de color piel, con extremos redondeados.
Adhesivo	Adhesivo acrílico sensible a la presión, hipoalergénico
Protector	Papel siliconado

Omnistrip®



Spec.-No.: D 9.2010
Departamento: SM-SPE
Fecha: 30.01.2007
Página: 2 de 2

5. Requisitos del Producto

Fuerza adhesiva	2.2N/25mm (mín.)
Esterilización	radiación beta
Elongación a la rotura	
- dirección máquina	32%
- dirección transversal	75%
Adaptividad conforme a DIN EN 13726-4	1N/cm
Deformación persistente	5%

6. Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos:

ej.:

3	XXX	18	XXX
año	Código de uso interno	Semana de producción	Código de uso interno

Fecha de caducidad:

ej.:  2006 - 06
año - mes

Caducidad: 5 años

7. Acondicionamiento

Omnistrip® se presenta acondicionado en sobres estériles. 50 sobres se empaquetan en cajas dispensadoras y a su vez 6 cajas dispensadoras se empaquetan en caja de transporte conforme a normas EN, cerrada con cinta adhesiva, y éstas en Europallet.