

Tens + EMS



• Tens (analgesia) + Ems (potenciación) digital de dos canales. Funciona con dos programas distintos a la vez, uno en cada canal. Esta característica permite convinar tratamientos de baja y alta frecuencia dos áreas al mismo tiempo. Por ejemplo puedes usar el canal 1 mediante un programa de liberación de endorfinas en la zona del dolor y el canal 2 con una frecuencia más elevada a nivel de la metámera, cerca de la columna mediante el enfoque del "gate control". Este tratamiento está dando magníficos resultados y sólo se puede hacer con este Multi-Tens o bien aparatos mucho más grandes y costosos. Pantalla LCD amplia, con luz y gran contraste que permite su lectura en condiciones de mucha o poca luz.

Teclado mejorado: teclas grandes y duraderas.

Personalización de programas: se pueden configurar hasta 3 programas y cada uno de ellos desde 1 a 5 fases.

Función cumplimiento terapéutico en el hogar: El Multi-Tens puede ser bloqueado para que el paciente no modifique los parámetros. Además guarda hasta 5 sesiones diarias durante 60 días y permite que el profesional revise la información.

Especificaciones:

- Onda bifásica rectangular asimétrica compensada, corriente constante, voltaje máximo de 180Volts +10/-30V.
- Modo de trabajo continuo, burst, modulado y EMS (Estimulación con trabajo y descanso).
- Parámetros: 0-90mA (subiendo de 0,5 en 0,5 mA), 2-200Hz, 50-450µS
- 13 programas de TENS.
- 4 programas de EMS.
- 3 programas personalizables.
- Función de bloqueo.

Incluye:

- 4 electrodos Autoadhesivos de 50 x 50 mm.
- Caja rígida.
- Una pila.
- Manual en Español

Tens/EMS con batería recargable



• El nuevo estimulador SPORTENS 2 ofrece una excelente tonificación muscular y/o alivio del dolor para una amplia gama de deportes o patologías.

Tiene tres tipos de programas, TENS, EMS y masaje relajante.

Usos más comunes en el deporte:

- Entrenamiento muscular para aumentar la resistencia
- Entrenamiento muscular para fortalecer ciertos músculos o grupos musculares con el fin de lograr los cambios deseados en las proporciones del cuerpo (aumento de volumen)
- Entrenamiento deportivo: calentamiento, fuerza, velocidad, potencia, resistencia, tonificación y recuperación
- Rehabilitación de lesiones deportivas

Tratamiento de belleza:

- Trabajo muscular anti grasa
- Programas para la cara, abdomen, brazos, y la celulitis

Alivio del dolor:

- TENS para alivio del dolor

Masaje:

- Los programas con un efecto relajante, con sensación de descanso
- Relajación muscular
- El programa especial de masaje de piernas indicado para las piernas hinchadas y las varices.

Características:

Batería como la de los teléfonos móviles NOKIA de Li-ion, lo que garantiza su duración!

- Cable de seguridad reforzado, y anti enredos
- Aumento de la intensidad de en saltos de 1mA y Corriente Constante

Tens/EMS con batería recargable

- Potencia - 99mA con una impedancia de 1kOhm - suficiente para los músculos más grandes
- 9 programas de tres etapas preestablecidas estimulación muscular, cada uno con ajustes para pequeños, medianos y grandes grupos musculares , en total 27 programas
- 2 programas de estimulación muscular manuales ajustables
- Descanso activo en programas de estimulación muscular
- En Tens, 10 programas preestablecidos y 2 programas manuales
- 10 programas de masaje
- Programas especiales de masaje para la reducción de la inflamación
- Uso de la memoria especificado.

Especificaciones:

- Salida: 99mA
- Canales: 2
- Forma de onda: asimétrica, bifásica, compensada
- TENS: 2-150 Hz, 50-300 uS
- EMS: 10-120 Hz, 50 a 500 uS
- Dimensiones: 115x56x23 mm
- Batería: BL-6F Li-ion 3.7V, 1100mAh con cargador incorporado.

Contiene:

- 4 electrodos Autoadhesivos de 50 x 50 mm.
- Funda bolsa de tela.
- 2 juegos de cables.
- Una batería BL-6F Li-ion 3.7V, 1100mAh con cargador incorporado.
- Manual en Castellano.