

# Tubo Guedel



Tubo de aireación Guedel o de mayo

Diseñado para mantener desobstruida la oro-faringe durante o después de la anestesia general o en pacientes inconscientes por otros motivos.

Parte proximal más rigida para asegurar integra la vía aérea frente a posibles mordeduras del paciente en el tubo.

Código de colores según tamaño.

Acabado pulido para mayor confort del paciente.

Estéril, un sólo uso.

Cajas de 10 uds.

Marca Portex

NO PVC, NO DEHP, NO Bisphenol A, NO Latex, NO Nickel

Referencia	Longitud	Medida Jackson	Para uso con cánula de aspiración	Cód. Color
100/322/040	4 cm	000	≤2.67mm DE (8F)	Rosa
100/322/050	5 cm	00	≤2.67mm DE (8F)	Azul oscuro
100/322/060	6 cm	0	≤3.33mm DE (10F)	Negro
100/322/070	7 cm	1	≤3.33mm DE (10F)	Blanco
100/322/080	8 cm	2	≤4.00mm DE (12F)	Verde
100/322/090	9 cm	3	≤4.00mm DE (12F)	Amarillo
100/322/100	10 cm	4	≤4.00mm DE (12F)	Rojo
100/322/110	11 cm	5	≤4.67mm DE (14F)	Azul claro
100/322/120	12 cm	6	≤4.67mm DE (14F)	Naranja

## COMPOSICIÓN

Parte proximal (mordedor)

Tubo Guedel (pieza longitudinal de la parte de mordedura a parte distal)

LDPE (Low-density polyethylene) polietileno de baja densidad