

Presoterapia secuencial, drenaje linfático



La presión del sistema secuencial, diseñado específicamente para el drenaje linfático.

Las secciones que componen los brazaletes y polainas se solapan parcialmente, de forma secuencial se inflan y desinflan al mismo tiempo.

PRESOTERAPIA SECUENCIAL - DRENAJE LINFÁTICO de forma secuencial se inflan y desinflan al mismo tiempo. La compresión empieza en la sección distal y se mueve hacia la sección proximal, ayudando así al drenaje linfático.

Características técnicas: alimentación 220v/50Hz, presión 30-80 mmHg, 3 salidas, salida aire 5 litros, tiempo de ciclo 3,6 min., cable 2,5m., medidas 24x13x10cms.

Ref.	Descripción
REA10100	Bomba de tres salidas con presión regulable.
REA10101	Bota 3 secciones, 3 tubos 70cms incluidos.
REA10102	Brazo 3 secciones, 3 tubos 63cms incluidos.
REA10103	Presoterapia completa: compuesta por dos botas y un motor.