


Sonda Vaginal sin Níquel Optima 3

Ref. 0213091001002

Esquema electrodos



La sonda de suelo pélvico Optima 3 para exploración vaginal, cuenta con 3 electrodos en un solo lado de la sonda, que permiten la estimulación y biofeedback de los músculos de un solo lado permitiendo tratamientos asimétricos en casos de heridas, cicatrices o parálisis.

Puede utilizarse en cualquier aparato de Biofeedback y o electroestimulador.

Conexión de 2 mm.

Longitud.- 120 mm

Peso.- 21 gr.