

Sonda Vaginal sin Níquel Perisphera®-H

Ref. 13121602



Sonda vaginal de doble circuito (4 electrodos) para la reeducación perineal, a través de la biorretroalimentación EMG y electroestimulación.

Se caracteriza por un doble circuito, que consta de 4 electrodos ordenados radialmente, diseñados para estimulación de las dos ramas (izquierda y derecha) del músculo pubococcígeo por separado.

Ofrece la ventaja de ser capaz de tratar las dos ramas del músculo pubococcígeo asimétrica e independientemente pero simultáneamente con 2 canales de electroestimulación o 2 canales de biofeedback EMG (para mejorar los resultados de musculatura asimétrica tras episiotomía).

Los electrodos de la sonda PERISPHERA®-H se adaptan perfectamente a la cavidad vaginal en reposo que se caracteriza por un perfil de "H".

Los dos pares de electrodos que se cruzan en las ramas izquierda y derecha del músculo pubococcígeo permiten el reconocimiento por separado en el (EMG) producido por cada una de las dos ramas en la fase de contracción que detalla objetivamente el estado de la musculatura del suelo pélvico al profesional

Las sondas Perineales están hechas de material plástico bio-compatible en oro plateado de los electrodos metalizados.

La conexión eléctrica con la unidad de EMG se obtiene por dos o cuatro cables (alrededor de 20 cm de longitud) con una conexión hembra de 2mm.

La sonda se puede utilizar con cualquier equipo que suministre impulsos bifásicos simétricos, valor medio 0 (galvánica libre).