

Sonda Vaginal sin Níquel Perisph

Ref. 13121600



Sonda Vaginal Perisphera®-O con dos electrodos para reeducación perineal a través del EMG o Electroestimulación.

Caracterizada por sus dos electrodos esféricos

Se pretende hacer una estimulación global indiferenciada y simultánea del músculo pubo-rectal y pubo-coxígeo, independientemente de la orientación de la inserción en vagina.

Su gran superficie de estimulación determinada por el área de los electrodos esféricos, permite una excelente trabajo de los grupos musculares implicados en el control de la continencia.

La Sonda Vaginal Perisphera®-O es adecuada para tratamientos de pacientes en posición de decúbito tanto por un profesional como por el mismo paciente.

Su diseño especial además de garantizar un ajuste anatómico con las paredes de la vagina permite una fácil inserción y cómoda retención por parte del paciente.

Las sondas Perineales están hechas de material plástico bio-compatibles en oro plateado de los electrodos metalizados.

La conexión eléctrica con la unidad de EMG se obtiene por dos o cuatro cables (alrededor de 20 cm de longitud) con una conexión hembra de 2mm.

La sonda se puede utilizar con cualquier equipo que suministre impulsos bifásicos simétricos, valor medio 0 (galvánica libre).