

Aguja hipodérmica



- Aguja hipodérmica con punta de lanceta y siliconización original que minimiza el dolor y el daño al paciente.
- Diseñada para maximizar el flujo del medicamento gracias a su pared FLOMAX.

MATERIALES

Todos los materiales utilizados para la producción de nuestras agujas hipodérmicas son aptos para uso médico y no contienen látex.

- Funda protectora de la aguja: polipropileno
- Conector de la aguja: polipropileno
- Cánula: acero inoxidable SUS-304
- Pegamento: epoxi

La funda protectora de la aguja está disponible en dos tamaños: 38 mm y 54 mm.

La funda protectora de 38 mm se utiliza habitualmente con agujas cuya longitud es igual o inferior a 25 mm (1").

La funda protectora de 54 mm puede utilizarse con todas las agujas, independientemente de su longitud.

CALIDAD

El producto cumple con lo dispuesto en la Directiva CD 93/42/EEC (MDD) y en la Norma ISO 13485:2003.

El producto cumple con lo dispuesto en la Norma ISO 7864:1993 relativa a las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso.

El producto cumple con lo dispuesto en la Norma ISO 9626:1995/A1:2001 relativa al tubo de acero inoxidable para agujas utilizado en la fabricación de productos sanitarios.

Producto esterilizado con óxido de etileno

CARACTERÍSTICAS

Producto diseñado de conformidad con las normas armonizadas para garantizar una conexión perfecta con otros dispositivos, siempre que estos cumplan con las normas de armonización: EN-1707 y ANSI/HIMA MD 70.1.

La identificación por códigos de color se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Norma ISO 6009:1992.

- Vida útil del producto: 5 años
- Un solo uso



Aguja hipodérmica

REFERENCIA	DIÁMETRO DE LA AGUJA GAUGE	LONGITUD DE LA AGUJA PULGADAS	CÓDIGO DE COLOR ISO	PROCEDIMIENTO
HN 1625 ET	16 G (1,6 mm)	1 " (25 mm)	Blanco	Transferencia
HN 1638 ET	16 G (1,6 mm)	1 1/2" (40 mm)		
HN 1825 ET	18 G (1,2 mm)	1 " (25 mm)	Rosa	Transferencia
HN 1832 ET	18 G (1,2 mm)	1 1/4 " (30 mm)		
HN 1838 ET	18 G (1,2 mm)	1 1/2 " (40 mm)		
HN 1925 ET	19 G (1,1 mm)	1 " (25 mm)	Marfil	Intravenoso
HN 1932 ET	19 G (1,1 mm)	1 1/4 " (30 mm)		
HN 1938 ET	19 G (1,1 mm)	1 1/2 " (40 mm)		
HN 2025 ET	20 G (0,9 mm)	1 " (25 mm)	Amarillo	Intravenoso
HN 2038 ET	20 G (0,9 mm)	1 1/2 " (40 mm)		
HN 2116 ET	21 G (0,8 mm)	5/8 " (16 mm)	Verde	Intramuscular
HN 2125 ET	21 G (0,8 mm)	1 " (25 mm)		Intravenoso
HN 2138 ET	21 G (0,8 mm)	1 1/2 " (40 mm)		Intramuscular
HN 2232 ET	22 G (0,7 mm)	1 1/4 " (30 mm)	Negro	Inyección intravenosa/intramuscular
HN 2238 ET	22 G (0,7 mm)	1 1/2 " (40 mm)		Inyección intravenosa/intramuscular
HN 2316 ET	23 G (0,6 mm)	5/8 " (16 mm)	Azul	Inyección intravenosa
HN 2325 ET	23 G (0,6 mm)	1 " (25 mm)		Inyección intravenosa/intramuscular en niños
HN 2332 ET	23 G (0,6 mm)	1 1/4 " (30 mm)		



Aguja hipodérmica

REFERENCIA	DIÁMETRO DE LA AGUJA GAUGE	LONGITUD DE LA AGUJA PULGADAS	CÓDIGO DE COLOR ISO	PROCEDIMIENTO
HN 2425 ET	24 G (0,55 mm)	1 " (25 mm)	Violenta	Subcutáneo
HN 2432 ET	24 G (0,55 mm)	1 1/4 " (30 mm)		
HN 2513 ET	25 G (0,5 mm)	1/2 " (13 mm)	Naranja	Subcutáneo
HN 2516 ET	25 G (0,5 mm)	5/8 " (16 mm)		
HN 2519 ET	25 G (0,5 mm)	3/4 " (19 mm)		
HN 2525 ET	25 G (0,5 mm)	1 " (25 mm)		
HN 2532 ET	25 G (0,5 mm)	1 1/4 " (30 mm)		
HN 2613 ET	26 G (0,45 mm)	1/2 " (13 mm)	Marrón	Subcutáneo / intradérmico
HN 2622 ET	26 G (0,45 mm)	7/8 " (22 mm)		
HN 2713 ET	27 G (0,4 mm)	1/2 " (13 mm)	Gris	Subcutáneo / intradérmico
HN 2719 ET	27 G (0,4 mm)	3/4 " (19 mm)		Intradérmico
HN 2732 ET	27 G (0,4 mm)	1 1/4 " (30 mm)		
HN 2738 ET	27 G (0,4 mm)	1 1/2 " (40 mm)		
HN 2913 ET	29G (0,3 mm)	1/2 " (13 mm)	Rojo	Intradérmico

Observación: producto estándar, cánula biselada regular