

Pur-Zellin no estéril



Nº espec: D 3.3206
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 24.11.2010
Página: 1 de 2

Descripción general del producto

Pur-Zellin no estéril son rollos precortados de celulosa extra-blanqueada, listos para su uso.

Pur-Zellin no estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Pur-Zellin no estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Pur-Zellin no estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Para la limpieza de la piel previa a inyecciones e infusiones, como gasa absorbente en pequeñas heridas, para la desinfección local previa a una cirugía menor, y para uso general en laboratorio.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Dimensiones	Unidades / caja	C.N.
143213	Pur-Zellin no estéril	4 x 5 cm	1 rollo (500 piezas precortadas)	162610.3

Características del producto

Composición / Materiales

100% pulpa de sulfato de kraft (celulosa), blanqueada sin cloro.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

Pur-Zellin no estéril



Nº espec: D 3.3206
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 24.11.2010
Página: 2 de 2

Requerimientos de producto


Peso del rollo:	228 ± 10 g
Absorción / Tiempo hasta saturación:	Máx. 2,0 seg.
Tiempo de absorción de la solución sustitutiva de la sangre:	Máx. 1,5 seg.
Retención de agua:	Mín. 6,0 g/pc

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	1	23	4	56	78	9
	Año	Semana de producción	Día de producción	Máquina	Fábrica	Turno

Fecha de caducidad (ejemplo):

	2015	02
	Año	Mes

Caducidad: 5 años

Acondicionamiento

Los rollos se envasan individualmente en sobres tipo "peel package" y en cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.