

## Ficha técnica



### Línea Corporal

### VASELINA LÍQUIDA

#### PRESENTACIONES

Vaselina Líquida Betafar cosmetics 250ml  
Vaselina Líquida Betafar cosmetics 1000ml

#### C.N.

162049.1  
162060.6

#### COMPOSICIÓN (INCI)

Paraffinum liquidum.....100%

#### INDICACIONES

Aceite hidratante. Protege, lubrica y ablanda la piel, aumentando su flexibilidad.

#### BENEFICIOS

Ampliamente utilizado como hidratante de pieles castigadas. Empleado por fisioterapeutas y masajistas para favorecer la lubricación de la zona a tratar.

Su aplicación es aconsejada para los cambios bruscos de temperatura que someten a la piel a pérdida de agua constantes.

Sin parabenos y sin alérgenos para una tolerancia y compatibilidad aún mayores para la piel.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel húmeda o mojada después del baño o ducha, dando un ligero masaje hasta extenderlo totalmente sobre la piel. Si fuese necesario con ayuda de un papel eliminar el exceso.

#### PRECAUCIONES

Uso externo. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. Se recomienda conservar entre 10°C y 30°C.

#### PROPIEDADES

La Vaselina Líquida de Betafar Cosmetics es un emoliente y protector dermatológico, que posee la propiedad de no enranciarse, no produce ni olor ni tampoco irrita la piel.



Con su aplicación se crea una barrera debajo de la piel que bloquea físicamente el TEWL (pérdida de agua transepidérmica). Además contribuye a una integración mayor entre los corneocitos.

Por vía tópica se le atribuyen propiedades como antiirritante y para la eliminación de costras. Además tiene acción antiséptica lo cual es útil para las úlceras de decúbito.

#### BIBLIOGRAFÍA

- 'La parafina líquida se adsorbe sobre la piel y proporciona una película emoliente que reduce TEWL del estrato córneo.' Ingrid R Heinicke, Damian H Adams, Tanya M Barnes and Kerryn A Greive. (2015). *Evaluation of topical treatment for the relief of sensitive skin.*